

360 VR videoiden käyttö terapiassa



Kuinka terapiassa voidaan käyttää 360 VR videoita potilaiden pelkojen voittamiseen turvallisesti.

- Kun potilas katsoo 360 VR videota
- Potilas ei pysy paikallaan
- Virtuaalilasit peittää kasvot
- Kuulokkeet



Bluetooth LE yhteys



- Bluetooth laitteiden skannaus
- Laitteiden paritus PIN-koodi
- GATT palvelu lähettää HR Measurement viestiä sekunnin välein

Bluetooth

Auto connect Device

Polar A370 24E76A2D

State: BT_CONNECTED Pulse: 93
Debug Counter: 1

Paired Devices


Polar A370 24E76A2D A0:9E:1A:24:E7:6A	RSSI: 0
OnePlus2 C0:EE:FB:92:83:EF	RSSI: 0

Available Devices

MI1S C8:0F:10:30:17:8D	RSSI: -85
No Name 40:49:0F:84:D4:EC	RSSI: -83

SCAN


Polar Bluetooth



Orion 360

Orion 360 SDK

- 2D / 3D Panoraama 360 kuvat
- 360 Videot
- 360 VR Videot (full 3d support)
- Ja paljon muuta




Videon valinta



videon
soitto

Yhteenveto
videosta



06.04.18 12:55:30
Formula_960x488

06.04.18 12:58:34
Balloon_3840x1920

06.04.18 13:08:11
Balloon_3840x1920

06.04.18 13:22:09
Balloon_3840x1920

Time: 2 min 3 sec
Max hr: 92
Min hr: 82
Avg hr: 86
Samples: 245